





# SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

Vereinfachte Abarbeitung  
•  
Reagenzröhrchen mit  
Probenpuffer vorbefüllt



Testergebnis in 15 min



Einfache Handhabung ohne zusätzliche Labortechnik



Für eine schnelle Entscheidung vor Ort

# SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

**Einfach - Schnell - Zuverlässig**

**Kassetten-Schnelltest zum qualitativen Nachweis  
des Nukleokapsid-Antigens von SARS-CoV-2**

- Testergebnis in 15 min
- Für symptomatische und asymptomatische Patienten
- Anwendung durch Fachpersonal
- Einfache, visuelle Auswertung
- Für die direkte Verwendung nasaler oder nasopharyngealer Abstriche
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Vollständiger Kit inkl. Abstrich-Tupfer
- Sensitivität: 96,72%
- Spezifität: 99,22%
- Gesamtgenauigkeit: 98,74%



BfArM-gelistet  
PEI-validiert [siehe RDT 96 in Tab. 3a\*]

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Testanzahl
Coronavirus Antigen Schnelltest	GCCOV-502a	20 Tests/Kit

**\*Literatur:**

Nubling C.M et.al.: Comparative sensitivity evaluation for 122 CE-marked rapid diagnostic tests for SARS-CoV-2 antigen, Germany, September 2020 to April 2021. *Eurosurveillance* 2021; 26 (44): pii=2100441.  
<https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.44.2100441>